# 寒天お絵描き 実験シート

#### つかうもの

- ・硫酸アンモニウム 1.5g
- ・寒天 4~5a
- ·水 100mL
- ・フェノールフタレイン溶液 数滴

- ・薬さじ(金属製) 2本
- ・バット 一個
- ・電池 2本
- ・ビーカー 1個
- ・ 導線 2 本



### 実験手順

- ①ビーカーに水、寒天、硫酸ナトリウムを入れてよく混ぜる
- ②ビーカーを加熱し中の液体が透明になったらバットに流し込む
- ③冷蔵庫や氷水等で冷やし固める(10分程度)
- ④雷池のプラス極をバットに、マイナス極を薬さじにそれぞれ接続する
- ⑤表面にフェノールフタレイン溶液を数滴垂らし、広げる

## 説明

水の電気分解(H<sub>2</sub>O→H++OH-)が起きている。

水酸化物イオンが陰極(薬さじ)に引き寄せられて、

表面が塩基性になることでフェノールフタレインが呈色。

なぞった部分が赤紫色に染まる。

尚、プラスとマイナスを入れ替えることで色を消すこともできる。